


HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÀNG CỨU THƯƠNG MODEL 71




Hình 1: Cách sử dụng cang



Hình 2: Miếng lót có thể thay thế



Hình 3: Thương hiệu của cáng



Hình 4: tất cả các phụ kiện của cáng



Hình 5: Quy cách đóng gói bằng thùng giấy kích thước 220cm (L) x 60cm (W) x 20cm(T)



Hình 6: Tấm giữ chân



Hình 7: dây đai chằng bệnh nhân- 4 sợi